



Fortschrittliche Hautpflege-Technologien

Opatra Synergy Gebrauchsanleitung

OPATRA Zurich

Kundendienst:

+41442608592

E-Mail:

[zurich@opatra.com](mailto:zurich@opatra.com)

Website:

[www.opatra.com](http://www.opatra.com)

# Inhaltsverzeichnis

1.0 Einleitung	3	
2.0 Beschreibung des Produkts		3
2.1 Verwendungszweck		3
2.2 Symbole in der Anleitung	4	
3.0 Gegenanzeigen	5	
4.0 Risiken	5	
5.0 Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen	5	
5.1 Sicherheitshinweise		6
5.2 Zusätzliche Sicherheitshinweise	6	
5.3 Vorsichtsmaßnahmen	6	
6.0 Vor dem ersten Gebrauch		7
6.1 nach Empfang des Gerätes		7
6.2 Einstellung des Gerätes	7	
6.2.1 Aufladen des Gerätes	7	
7.0 Anwendung des Opatra Synergy Geräts	7	
8.0 Reinigen	8	
9.0 Störungsbehebung		8
10.0 Technische Daten		8
11.0 Garantie	9	
12.0 Gerätekennezeichnung	9	
Garantiekarte	10	

Bitte denken Sie daran, Ihr Produkt auf unserer Website zu registrieren.

[www.opatra.com/warranty-of-product//](http://www.opatra.com/warranty-of-product//)

Seite 2 von

10

## 1. EINLEITUNG

Das Opatra Synergiegerät

Sie haben gerade Ihr Advanced Opatra Synergy Gerät erhalten. Wir danken Ihnen

für den Kauf unseres Produkts und für das entgegengebrachte Vertrauen. Wir hoffen auf Ihre volle Zufriedenheit.

VOR GEBRAUCH BITTE ALLE ANWEISUNGEN DURCHLESEN UND DIE GEBRAUCHSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN.

## **2. BESCHREIBUNG DES PRODUKTES**

### **2.1. Verwendungszweck**

Das Synergy-Gerät ist ein rezeptfreies Infrarotgerät, das Energie im roten – nahe Infrarotbereich (IR) des Spektrums mit einer Wellenlänge von 633 +/- 5nm bis 830 +/- 5nm abgibt. Der Zweck dieses Gerätes ist es durch Wärmeabgabe an den schmerzenden Bereich, leichtere Beschwerden und Schmerzen zu lindern.

Opatra Synergy umfasst folgende Teile/Zubehör:

1. Handgerät mit LED-Behandlungsaufsatz
2. EIN / AUS-Taste (ON/OFF)
3. Ladestation
4. Netzteil
5. Bedienungsanleitung

Das Opatra Synergy Handgerät (1) hat 25 Leuchtdioden, die Licht im roten und Nah-Infrarotbereich des Lichtspektrums ausstrahlen.

Die LEDs befinden sich in dem Behandlungskopf aus Edelstahl, der bei Berührung mit der Haut Wärme abgibt und so leichtere Beschwerden und Schmerzen lindert.

EIN / AUS- (ON/OFF) Taste (2) zum Ein- und Ausschalten des Geräts und 3 kleine LED Lämpchen, die blinken wenn das Gerät sich aufwärmt.

Das Opatra-Synergiegerät ist batteriebetrieben und ist wiederaufladbar. Dafür sorgt ein

Lithium-Ionen-Akku (7V, 900mAh). Zum Aufladen stellt man das Gerät in die Ladestation (3). Das Gerät ist in 2 Stunden voll aufgeladen. Während des Aufladens kann das Handgerät nicht benutzt werden. Die Ladestation wird mit Strom von einem Standardnetzteil (100-240 V 50-60 Hz. 0,2A) (4) versorgt.

Seite 3 von 10

## **2.2. Symbole im Handbuch**

CE-Kennzeichnung

trocken halten

vor Gebrauch die Bedienungsanleitung lesen

Produkt muss separat entsorgt werden

Achtung: Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Schäden am Gerät führen

Sicherheitshinweis: Nichteinhaltung der Anweisungen kann zu Körperverletzung oder Tod führen.

Herstellungsdatum

Geräte Seriennummer

Seite 4 von 10

### 3.0 Kontraindikationen

Kontraindikationen

- Verwenden Sie das Synergy-Gerät **NICHT**, wenn Sie schwanger sind. Das Synergie Gerät wurde **NICHT** an schwangeren Frauen getestet und daher ist das Risiko für den Fötus oder für schwangere Frauen **NICHT** bekannt.
- Verwenden Sie das Synergy-Gerät **NICHT**, wenn Sie an fotosensitiver Epilepsie leiden. Das Synergiegerät wurde nicht an Personen mit Epilepsie getestet und die Wirkung ist daher unbekannt.
- Verwenden Sie das Synergy-Gerät **NICHT** wenn Sie an Lupus Erythematodes, fotosensitivem Ekzem oder Albinismus leiden. Die Benutzung des Synergy-Geräts bei Lupus Erythematodes, fotosensitivem Ekzem oder Albinismus kann zu schwerwiegenden

Hautreaktionen führen.

- Verwenden Sie das Synergy-Gerätesystem **NICHT**, wenn Sie eine offene oder blutende Wunde haben. Das Synergiegerät wurde nicht an offenen Wunden getestet. Die Vorteile und Risiken sind daher unbekannt.
- Verwenden Sie das Synergy-Gerät **NICHT** zur Behandlung von Lippen, Augen und Augenlidern. Das Synergie Gerät wird nur zur Schmerzlinderung eingesetzt.
- Verwenden Sie das Synergy-Gerät **NICHT**, wenn Sie an Lichtempfindlichkeit leiden. Die Verwendung des Synergy-Gerätes bei Lichtempfindlichkeit kann schwere Hautreaktionen auslösen.
- Verwenden Sie das Synergy-Gerät **NICHT**, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Lichtempfindlichkeit verursachen können. Die Verwendung des Synergy Gerätes bei Einnahme von Medikamenten die Lichtempfindlichkeit verursachen kann zu schweren Hautreaktionen führen.

## 4.0 Risiken

Bekannte Risiken

- Unmittelbar nach der Behandlung kann eine Rötung der Haut auftreten. Nach etwa einer Stunde sollte die Rötung wieder nachlassen.

## 5.0 Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Vor Gebrauch des Gerätes lesen Sie bitte die folgenden Informationen sorgfältig durch. Wann immer Sie das Gerät benutzen, sollten Sie die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten. Diese Anweisungen sollen dazu dienen, Ihre Sicherheit zu gewährleisten und die Lebensdauer Ihres Produktes zu garantieren.

Seite 5 von 10

### 5.1. Sicherheitshinweise

- Die Verwendung des Gerätes ist **NUR** für die in der Gebrauchsanweisung aufgeführten Zwecke bestimmt.

Das Synergy-Gerät wurde nicht für andere Nutzungszwecke getestet. Risiken und Gefahren sind daher nicht bekannt.

- Verwenden Sie das Synergy-Gerät **GENAU** entsprechend den Angaben in der Gebrauchsanweisung. Andere Verwendungsmethoden wurden nicht getestet und die Risiken sind nicht bekannt.
- Verwenden Sie das Synergy-Gerät nicht länger oder häufiger als in der Gebrauchsanleitung angegeben. Längere und häufigere Behandlungszeiten wurden nicht getestet und die Risiken sind daher nicht bekannt.

### 5.2. Zusätzliche Sicherheitshinweise

**Um das Risiko von Verletzungen oder Stromschlag zu reduzieren:**

- Verwenden Sie **NUR** das mit dem Synergy-Gerät gelieferte Netzteil. Verwendung eines anderen Netzteils kann das Risiko eines Stromschlags erhöhen und zur Beschädigung des Synergy Gerätes führen. In solchen Fällen besteht auch keine Garantie.
- Verwenden Sie das Synergy-Gerät **NIEMALS** in der Nähe von Wasser oder an Orten wo es eventuell mit Wasser in Berührung kommen kann.

- Verwenden Sie das Synergy-Gerät **NIEMALS**, wenn Sie der Meinung sind, dass irgendein Teil des Geräts möglicherweise mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- Versuchen Sie NICHT, das Synergy-Gerät auf irgendeine Weise zu modifizieren. Dies könnte bei Wiederverwendung einen Stromschlag verursachen. Das Synergy-Gerät enthält keine Teile, die gewartet werden müssen.
- Verwenden Sie das Synergy-Gerät, das Netzteil oder die Kabel **NICHT**, wenn diese in irgendeiner Weise sichtbar beschädigt sind.
- Schalten Sie das Synergy-Gerät nach Gebrauch ab. (OFF)
- Wenn Sie das Synergy Gerät über einen längeren Zeitraum hin NICHT verwenden möchten, schalten Sie das Gerät und die Ladestation ab (OFF) und bewahren Sie alle Teile an einem sauberen, trockenen Ort auf.

### 5.3 Vorsichtsmaßnahmen

- Vor Gebrauch: Überprüfen Sie das ausgeschaltete Synergy-Gerät auf Anzeichen von eventuellen Schäden.
  - Bewahren Sie das Synergy-Gerät bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort auf. Sollte das Gerät nicht regelmäßig benutzt werden, dann verwenden Sie das dafür bereitgestellte Ablagesystem.
  - Verwenden Sie **NUR** die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Reinigungsmittel. Die Verwendung anderer Reinigungsmittel kann zur Beschädigung des Synergy-Gerätes führen.
- Seite 6 von 10

## 6.0 Vor dem ersten Gebrauch

### 6.1. nach Empfang des Gerätes

- Prüfen Sie die Versandverpackung auf etwaige Schäden die während des Transports aufgetreten sein könnten.
- Öffnen Sie die Versandverpackung und nehmen sie vorsichtig die einzelnen Bestandteile heraus.
- Untersuchen Sie das System auf sichtbare Schäden, die möglicherweise beim Transport entstanden sein könnten.
- Stellen Sie sicher, dass alle einzelnen Teile vorhanden sind (siehe Seite 3, Beschreibung des Produktes).
- Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, unterrichten Sie bitte Ihren Händler.

### 6.2. Einstellung des Gerätes

#### 6.2.1. Aufladen des Gerätes

- Das Opatra Synergy-Gerät hat einen wiederaufladbaren Akku.
- Das Gerät wird vollständig aufgeladen geliefert und kann bis zu 2 Stunden benutzt werden.
- Sollte das Synergy-Gerät bei Lieferung nicht aufgeladen sein, so laden Sie es bitte vor Gebrauch 2 Stunden lang auf.
- das Synergy-Gerät kann während des Aufladens nicht benutzt werden.

## 7.0. Anwendung des Opatra Synergy-Geräts

- i. Nehmen Sie das Gerät aus der Ladestation heraus
- ii. Nach Drücken der Einschalttaste schaltet sich das grüne LED Licht ein und blinkt.
- iii. Das orangefarbene LED Licht schaltet sich ein, blinkt und wird dann rot.

Der LED Behandlungskopf leuchtet rot auf. Jetzt ist das Opatra-Synergie Gerät einsatzbereit.

- iv. Setzen Sie den Behandlungskopf für 5 – 7 Minuten auf die Haut auf und zwar an die Stelle, die behandelt werden soll. Danach den Behandlungskopf auf die nächste zu behandelnde Stelle setzen.
- v. Während der Behandlung erwärmt sich der Behandlungskopf.
- vi. Nach Beendigung der Behandlung die Ausschalttaste drücken. Das Gerät schaltet sich aus (OFF).
- vii. Das Gerät in die Ladestation zurückstellen.

Seite 7 von 10

## 8.0. Reinigen

Nach jedem Gebrauch den Edelstahl-Behandlungsaufsatz mit einem feuchten Tuch abwischen. Danach mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch abtrocknen.

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren. Wenn Sie beabsichtigen, Synergy über einen längeren Zeitraum hin nicht zu benutzen, schalten Sie die Ladestation ab (OFF) und bewahren Sie alle Geräteteile an einem sauberen, trockenen Ort auf.

## 9.0. Störungsbehebung

- Das Opatra Synergy-Gerät enthält **KEINE** Teile, die gewartet werden müssen.
- Versuchen Sie **NICHT**, das Synergiegerät selbst zu reparieren. Versuchen Sie **NICHT**, das Synergy-Gerät auf irgendeine Weise zu modifizieren. Dies könnte bei Wiederanwendung einen Stromschlag verursachen.
- Sollte sich Ihr Synergy-Gerät nicht einschalten, prüfen Sie erst, ob die Ladestation ans Netzteil angeschlossen ist. Dann laden Sie das Gerät für 2 Stunden auf. Sollte das grüne LED Licht sich nicht einschalten, wenden Sie sich an Opatra oder Ihren Händler.

## 10.0 Technische Daten

Modellnummer: BP-1818

Materialien: ABS Handgerät und Ladestation, Edelstahl Behandlungskopf

Anzahl der LEDs: 25

Wellenlängen: 633 nm +/- 5 nm. 830nm +/- 5nm

Stromversorgung: Lithiumbatterie 2 x 3.7 V, 900 mAh

Netzteil: 100-240V AC50/60Hz 0.2A

Gewicht: 285 Gramm (Handgerät 220 g, Ladestation 65 g)

## 11.0 Garantie

### BEFRISTETE 1 JAHRESGARANTIE

Dieses Produkt hat eine Garantie von einem Jahr. Sollte innerhalb eines Jahres vom Kaufdatum des Geräts ein Fehler an Ihrem Opatra Synergy Gerät auftreten, so bringen Sie das Gerät zurück. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Falle die Vorlage des Kaufbeleges und der originalen Registrierungskarte erforderlich.

Wir reparieren das Gerät unentgeltlich für Sie, wenn Sie das Gerät gemäß den aufgeführten Anweisungen in der Gebrauchsanleitung/im Handbuch betrieben haben.

Die folgenden Fälle werden **NICHT** von der Herstellergarantie gedeckt:

Schäden durch fahrlässige Behandlung des Geräts

Schäden durch Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung/Benutzerhandbuch.

Inkorrekte Reparatur des Geräts oder Reparatur durch unautorisierte Personen.

Schäden verursacht durch `höhere Gewalt`

Bitte bewahren Sie Ihre Registrierungskarte sorgfältig auf. Im Falle von Verlust oder Diebstahl kann keine Ersatzkarte ausgestellt werden.

Eine zusätzliche Garantie kann auf unserer Internetseite oder bei Ihrem Vertreter erworben werden.

**WICHTIG: UM IHRE GARANTIE ZU AKTIVIEREN, BESUCHEN SIE BITTE UNSERE WEBSITE UND**

**REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT!**

## 12.0 Gerätekenzeichnung

### **O P A T R A**

Synergiegerät BP-1818

Indikationen zur Verwendung:

Das Opatra Synergy-Gerät ist ein rezeptfreies Gerät, das für folgende Zwecke bestimmt ist:

Energie im roten und infraroten Bereich des Spektrums zu emittieren, speziell zur Schmerzbehandlung.



OPATRA LTD 447 High Road, London, N12 OAF, UK +442079985708 info@opatra.com

Made in China

Seite 9 von 10

## o Produkt Garantie und Registrierungskarte o

Bitte auf unserer unten aufgeführten Webseite registrieren

Produktname Opatra Synergy

Kaufdatum

Seriennummer

Herstellungsdatum

Name

Adresse

Telefonnummer

Email

Name des Händlers

Garantiezeit

Produkt

1 Jahr

[www.optra.com/warranty-of-product/](http://www.optra.com/warranty-of-product/)

OPATRA Zurich

Kundendienst:

+41442608592

E-Mail:

[zurich@opatra.com](mailto:zurich@opatra.com)

Website:

[www.opatra.com](http://www.opatra.com)